

# ADAPTIVE NEUROSTIMULATION (ANM)

Die sensationelle Chance zur Behandlung eines  
tonalen chronischen Tinnitus

durch adaptive Neuromodulation mittels akustischem Stimulator T 30 CR  
in Form eines Coordinated Resets

Tragen des akustischen Stimulators T 30 CR unter realer  
Störgeräuschbedingung

Der akustische Stimulator sollte nach sorgfältiger Justierung der Frequenz auf die jeweiligen persönlichen Gegebenheiten in seiner **Lautstärke** so eingestellt werden, dass er im allgemeinen Umgebungsgerausch gerade noch gut hörbar bleibt.

Um die normalen Schwankungen der Umgebungsgerauschkulisse ausgleichen zu können, hat das Therapiegerät einen Lautstärkeregler. Mit diesem kann man das Therapiesignal angleichen, ohne die individuelle Grundeinstellung zu gefährden.

Beispiele wären belebte Straße, weniger belebte Straße; im Bürobereich oder auf der Straße; zu Hause oder draußen usw.

Die Grundeinstellung der Lautstärke erfolgt nach dem Trageversuch in der Weise, dass die zu erwartenden Schwankungen im Regelbereich sind.